

PEREHDYTYSKORTTI	VIERI- JA PIKATESTIT (Hb, CRP, HbA1c, Leuk)
TOIMIPAIKAN NIMI	
TESTI / LAITE	
PEREHDYTETTÄVÄN NIMI, EMAIL, TYÖPUH.NRO	
PEREHDYTTÄJÄN NIMI, EMAIL, TYÖPUH.NRO	
MENETELMÄVASTUHENKILO	
<p>Perehdytyksestä vastaavat laboratorio ja hoitoyksikkö. Perehdytys on voimassa 3 vuotta. Tämän jälkeen uusitaan näyttökoe-osio. Perehdytyksen ja näyttökokeen suorittamisen jälkeen henkilöllä on lupa käyttää vieripikatestiä itsenäisesti.</p>	

PEREHDYTYKSEN SISÄLTÖ	PÄIVÄYS
TESTIN / LAITTEEN KÄYTTÖTARKOITUS, MENETELMÄ	
OHJEET / LOMAKKEET	
NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEEN KÄSITTELY (virhetekijät, näytteenottovälineet)	
LAITTEEN KÄYTTÖ JA HUOLTO mm. <ul style="list-style-type: none"> • laitetta ei saa liikuttaa mittauksen aikana • laite ei saa olla likainen 	
TARVIKKEET <ul style="list-style-type: none"> • säilytys, hävittäminen ja tilaus • kasetti/kyvetti/liuskaerän vaihtuminen ja kirjaaminen 	
MÄÄRITYKSEN VIRHELÄHTEET	
LAADUNVARMISTUS (sisäinen ja ulkoinen)	
TULOSTEN HYVÄKSYMINEEN JA TALLENTAMINEN	

NÄYTTÖKOE:

NÄYTTEIDEN (tilataan laboratorion vierihoitajilta) JA KONTROLLIN MITTAAMINEN
(tulokset alla olevaan taulukkoon, 3 – 5 potilasnäytettä + kontrolli)

Pvm	Potilastunniste	Vieri/pika- testin tulos	Laboratorion tulos	Ero-% = (saatu tulos- lab.tulos) / lab-tulos * 100	Sallittu ero-% Hb ± 5 % CRP ± 12 % HbA1c ± 8 % Leuk ± 10 %
	Kontrolli	Kontrollin tavoite	Tulos	Ero-%	Sallittu ero-%

Päivämäärä _____ Perehdytettävä _____ Perehdytyksestä vastaava _____
Perehdytys on voimassa _____ asti.

Pvm	Potilastunniste	Vieri/pika- testin tulos	Laboratorion tulos	Ero-%	Sallittu ero-%
	Kontrolli	Kontrollin tavoite	Tulos	Ero-%	Sallittu ero-%

Päivämäärä _____ Perehdytettävä _____ Perehdytyksestä vastaava _____
Perehdytys on voimassa _____ asti.

Allekirjoituksen merkitys:

Allekirjoituksilla vahvistetaan, että perehdytetty on valmis itsenäiseen työskentelyyn.

Yhteystiedot

SataDiag, laboratorio

www.satadiag.fi